



Blood and infusion warmer extension set

Application :

This set is used during administration of blood, blood derivatives and other infusion products (for example during or after surgery). Blood (Plasma,...) is warmed by blood warmer machine, when flow in the tube of set.

Instructions for use:

1. Prepare the blood bag and its connections.
2. Wind the tube around blood warmer machine along specially designed and patented groove space.
3. Open roller clamp, expel the air by letting blood (plasma,...) flow in the tube and close roller clamp.
4. Connect outlet connector to IV catheter (or another device which keeps vein open) and has already been fixed in place.
5. After blood (plasma,...) is warmed up to appropriate temp. (37 – 40 ° C), open roller clamp and let blood enter vein via IV catheter.
6. After transfusion of proper amount close roller clamp, and disconnect end of the set from IV catheter.

Note : There is an asymmetric Y shape connector segment for administration of other drugs .

*Do not use if package is damaged .

*Destroy after use.

Warning : If you re-use it will be in microbe pollution danger.



ست رابط گرم کننده خون و فرآورده های تزریقی



کاربرد:

این محصول در هنگام تزریق خون یا سایر فرآورده های خونی به بیمار بکار می آید . (به طور مثال در حین یا پس از اعمال جراحی)
محتویات داخل تیوب با عبور از مجاورت منبع حرارتی ، گرم می شوند.

راهنمای مصرف:

- ۱- کیسه خون و اتصالات آن را آماده کنید .
- ۲- تیوب را دور منبع حرارت درجای مخصوص خود بپیچید.
- ۳- قرقره را باز نمایید و با ورود خون (با پلاسما و) لوله را هواگیری کنید و قرقره را ببندید.
- ۴- سر خروجی (انتهای) ست را به آنژیوکت (یا ریزانگهدارنده رگ بیمار که از قبل در محل مناسب تعبیه شده است) متصل کنید.
- ۵- پس از گرم شدن خون (یا فرآورده های تزریقی دیگر مورد نظر) به میزان مناسب (۳۷-۴۰ درجه سانتی گراد) ، با باز کردن قرقره جریان خون (پلازما) را به بدن بیمار برقرار نمایید.
- ۶- پس از تزریق مقدار موردنظر، قرقره را ببندید و انتهای ست را از آنژیوکت جدا سازید .

توجه :

یک قطعه Y شکل برای تزریق (در صورت نیاز) در این ست در نظر گرفته شده است .

*در صورت آسیب دیدن بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد.

* پس از مصرف از بین برده شود.

هشدار: در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد.

Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES
Manufacture Site: 8th km of Karaj-Qazvin
High way, Karaj, Iran.
Postal code: 3365166141
TEL(CUSTOMER SERVICES) : +98 21 44422991
TEL (Sales Department): + 98 21 4442283
Fax : + 98 21 44401430
E-mail : info@supamedical.com

258-S5-093/14