

Foley Catheter 2 way siliconised

This device is used for discharging bladder for extended periods and is secured inside the bladder by inflating the balloon.

Instructions for use:

1. Lay patient in specific position and make catheterizing set ready.
2. Remove Foley catheter out of outer package and put it on sterile drape.
3. Wash the sites with sterile gloves on, bring catheter tip out of inner package.
4. Smear Foley catheter's tip in gel and insert it in urinary meatus. Usually, after one-third of catheter is inserted in female urethra, and about one-half of it in male urethra, small amount of urine flows to the rest of inner package of catheter and shows that it is inside the bladder.
5. Foley's catheter is inserted into bladder up to 4cm left out side.
6. Fill balloon with serum or distilled water according to required amount, which is printed on the device .
7. Pull catheter to fix balloon inside bladder, then connect catheter to urine bag and fix the set by sticking to patient's leg.

*Do not use if package is damaged.

*Destroy after use.

Warning : If you re-use it will be in microbe pollution danger.

Notice : This catheter is siliconised. so this is hyposensitive and you can use it easily.



MADE IN IRAN



سوند فولی دوراهه لاتکسی سیلیکونایز

این وسیله خارج کننده محتویات مثانه به مدت طولانی است و بوسیله پر کردن بالن آن در مثانه فیکس میشود .

راهنمای مصرف :

- ۱- ابتدا بیمار در وضعیت مخصوص قرار داده شود و ست مخصوص سوند گذار ی آماده گردد.
- ۲- سوند فولی به روش استریل از بسته بندی اولیه خارج و روی شان استریل قرار داده شود .
- ۳- با دستکش استریل محل را شستشو داده و نوک سوند را از داخل بسته بندی خارج کنید.
- ۴- نوک سوند فولی آغشته به ژل گردیده و وارد مجرا گردد، معمولاً بعد از ورود حدود 1/3 سوند در مجرای ادرار خانمها و حدود ۱/۲ سوند در مجرای ادرار آقایان ، جریان ادرار وارد باقی مانده بسته بندی درونی سوند می گردد و نشان می دهد که سوند در مثانه قرار دارد .
- ۵- سوند فولی ، تا حدود 4 سانتیمتر مانده به انتها، وارد مثانه شود .
- ۶- بالن بوسیله آب مقطر یا سرم ، به میزان قید شده روی سوند پر شود.
- ۷- با عقب کشیدن سوند و ثابت شدن بالن در داخل مثانه ، سوند به کیسه ادرار وصل و مجموعه با چسب به پای مریض فیکس گردد.

* در صورت آسیب بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد.

* پس از مصرف از بین برده شود.

هشدار : در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد .

توجه : این سوند به دلیل سیلیکونایز بودن از مزیت سهولت در کارگذاری و احتمال کمتر حساسیت برخوردار است .

Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES

Manufacture Site: 8th km of Karaj-Qazvin

High way, Karaj, Iran.

Postal Code : 3365166141

TEL(CUSTOMER SERVICES) : +98 21 44422991

TEL (Sales Department): + 98 21 44469017

TEL (Central office) : + 98 21 44422283

E-mail : info@supamedical.com

258-S5-218/1